

**CIRUGIA
ARGENTINA**



Acero

ACERO

Es un producto fabricado de la aleación de acero quirúrgico 316L. Es inerte y maleable.

TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible.

COLOR

Acero.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

USP 1 a USP 5.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Está indicada en cierre de esternón, ortopedia y traumatología.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.



TAGUM

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			0	1	2	3	4	5	6	
HR 35 1/2 circ. 35 mm. 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm.	AI1317.30	AI1417.30		AI1617.30				
HR 40 1/2 circ. 40 mm. 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm.			AI1518.30	AI1618.30				


REDONDA PUNTA CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE						
			0	1	2	3	4	5	6
HRT50P 1/2 circ. 50 mm. 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm.			AI1534.30	AI1634.30	AI1734.30	AI1834.30	AI1934.30
HRT60P 1/2 circ. 60 mm. 	Acero Monofilamento	2 x 75 cm.						AI18c5.H1	

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			2	3	4	5	6
HS 50 1/2 circ. 50 mm. 	Acero Monofilamento	4 x 45 cm.					AI1991.30