


**CIRUGIA
ARGENTINA**



**ACIDO
POLIGLactin**

ÁCIDO POLIGLACTIN

El ácido poliglactin es una sutura quirúrgica absorbible sintética y trenzada, compuesta de un copolímero 90% de glicolida y 10% L-lactida. Presenta una cubierta de poliglactina y estearato de calcio.

TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica.

COLOR

Violeta o incoloro.

ESTRUCTURA

Trenzada.

CALIBRES

USP 8/0 a USP 2.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Indicado en todo tipo de aproximación de tejidos blandos incluyendo la cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascular, microcirugía o tejido nervioso. Esta sutura puede utilizarse también como una ligadura.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.



TAGUM

ÁCIDO POLIGLACTIN

REDONDA



AGUJA TAGUM		COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE						
				6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 15 1/2 circ. 15 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.	GP0712.J	GP0812.J	GP0912.J				
HR 20 1/2 circ. 20 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.		GP0814.J	GP0914.J	GP1014.J		GP1314.J	
HR 25 1/2 circ. 25 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.			GP0915.J	GP1015.J	GP1115.J	GP1315.J	GP1415.J
			90 cm.					GP1115.L		
HR 30 1/2 circ. 30 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.			GP0916.J	GP1016.J	GP1116.J	GP1316.J	GP1416.J
HR 35 1/2 circ. 35 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.				GP1017.J	GP1117.J	GP1317.J	GP1417.J
			100 cm.							GP1417.M
HR 40 1/2 circ. 40 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.							GP1418.J
			90 cm.						GP1318.L	GP1418.L
HR 50 1/2 circ. 50 mm.		Violeta Trenzada	90 cm.						GP1346.L	GP1446.L

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	
DS 20 3/8 circ. 20 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.		GP0824.J	GP0924.J	GP1024.J			
DS 25 3/8 circ. 25 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.				GP1025.J			
DS 35 3/8 circ. 35 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.				GP1027.J			
HS 15 1/2 circ. 15 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.	GP0705.J						
HS 25 1/2 circ. 25 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.					GP1107.J		

ÁCIDO POLIGLACTIN

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE						
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HS 35 1/2 circ. 35 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.				GP1009.J			

ESPATULADA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			8 - 0	7 - 0	6 - 0	5 - 0
VLZ 8 (2 ag.) 1/4 circ. 8 mm 	Violeta Trenzada	45 cm.	GP0564ZG	GP0664ZG	GP0764ZG	GP0864ZG
DLZ 6.2 (2 ag.) 3/8 circ. 6.2 mm. 	Violeta Trenzada	45 cm.	GP0554ZG	GP0654ZG	GP0754ZG	GP0854ZG
DLZ 6.4 (2 ag.) 3/8 circ. 6.4 mm. 	Violeta Trenzada	20 cm.	GP0553ZD	GP0653ZD	GP0753ZD	GP0853ZD
		45 cm.	GP0553ZG	GP0653ZG	GP0753ZG	GP0853ZG
DLZ 7 (2 ag.) 3/8 circ. 7 mm. 	Violeta Trenzada	45 cm.	GP0563ZG	GP0663ZG	GP0763ZG	GP0863ZG