

**CIRUGIA
ARGENTINA**



seda
trenzada
siliconada

SEDA VIRGEN

La seda virgen es una sutura natural no absorbible, compuesta de una proteína orgánica llamada fibroína proveniente de la especie domesticada del gusano de seda bombyx mori. Estos filamentos son teñidos con colorantes inocuos.

TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible.

COLOR

Negro o Azul.

ESTRUCTURA

Retorcida.

CALIBRES

USP 8/0 a USP 7/0.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Utilizada en cirugía oftálmica.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

SEDA VIRGEN

ESPATULADA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			8 - 0	7 - 0	6 - 0
DLZ 6.2 (2 ag.) ³ / ₈ circ. 6.2 mm. 	Azul Retorcida	45 cm.	VA0554ZG		
	Negra Retorcida	45 cm.	VN0554ZG		
DLZ 7 (2 ag.) ³ / ₈ circ. 7 mm. 	Negra Retorcida	45 cm.		VN0663ZG	
VLZ 8 (2 ag.) ¹ / ₄ circ. 8 mm. 	Negra Retorcida	45 cm.			VN0764ZG