

**CIRUGIA
ARGENTINA**



nylon
monofilamento

NYLON

Hilo sintético monofilamento obtenido de la extrusión de pellets de poliamida. Es inerte, no capilar y de superficie lisa. Debido a su resistencia aún con calibres muy delgados es utilizado en microcirugía y oftalmología. El hilo es pigmentado de negro o azul con colorantes inocuos.

TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible.

COLOR

Negro o Azul.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

USP 10/0 a USP 2.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Indicada en cierre o ligaduras en tejidos blandos en general. Incluyendo su uso en tejidos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.



TAGUM

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			10 - 0	9 - 0	8 - 0
DRS 4 ³ / ₈ circ. Micropunta 4 mm. 	Negro Monofilamento	15 cm.	NN0356.C		
DRS 4 (2 ag.) ³ / ₈ circ. Micropunta 4 mm. 	Negro Monofilamento	30 cm.	NN0356ZF	NN0456ZF	
DRS 5 ³ / ₈ circ. Micropunta 5 mm. 	Negro Monofilamento	15 cm.	NN0357.C	NN0457.C	NN0557.C
DRS 5 (2 ag.) ³ / ₈ circ. Micropunta 5 mm. 	Negro Monofilamento	30 cm.	NN0357ZF	NN0457ZF	
DRS 5.5 ³ / ₈ circ. Micropunta 5.5 mm. 	Negro Monofilamento	15 cm.	NN03m3.C	NN04m3.C	NN05m3.C
DRS 5.5 (2 ag.) ³ / ₈ circ. Micropunta 5.5 mm. 	Negro Monofilamento	30 cm.	NN03m3ZF		
DRS 6.5 ³ / ₈ circ. Micropunta 6.5 mm. 	Negro Monofilamento	15 cm.			NN0583.C
DRS 7 ³ / ₈ circ. Micropunta 7 mm. 	Negro Monofilamento	15 cm.			NN0555.C

NYLON

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			10 - 0	9 - 0	8 - 0
DRS 8 $\frac{3}{8}$ circ. Micropunta 8 mm.	Negro Monofilamento	15 cm.			NN0584.C

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0
DS 10 $\frac{3}{8}$ circ. 10 mm.	Negro Monofilamento	45 cm.	NN0721.G				
		75 cm.		NN0821.K			
	Azul Monofilamento	45 cm.	NA0721.G				
		75 cm.		NA0821.K			
DS 13 $\frac{3}{8}$ circ. 13 mm.	Negro Monofilamento	45 cm.	NN0722.G	NN0822.G			
	Azul Monofilamento	45 cm.	NA0722.G	NA0822.G			
DS 15 $\frac{3}{8}$ circ. 15 mm.	Negro Monofilamento	45 cm.	NN0723.G	NN0823.G		NN1023.G	
		75 cm.	NN0723.K	NN0823.K	NN0923.K	NN1023.K	
	Azul Monofilamento	45 cm.	NA0723.G	NA0823.G	NA0923.G		
		75 cm.	NA0723.K	NA0823.K			
DS 20 $\frac{3}{8}$ circ. 20 mm.	Negro Monofilamento	45 cm.		NN0824.G	NN0924.G	NN1024.G	
		75 cm.		NN0824.K	NN0924.K	NN1024.K	
	Azul Monofilamento	45 cm.	NA0724.G				
		75 cm.			NA0924.K		NA1124.K
DS 25 $\frac{3}{8}$ circ. 25 mm.	Negro Monofilamento	45 cm.			NN0925.G	NN1025.G	NN1125.G
		75 cm.		NN0825.K	NN0925.K	NN1025.K	NN1125.K
	Azul Monofilamento	45 cm.			NA0925.G	NA1025.G	NA1125.G
		75 cm.			NA0925.K	NA1025.K	NA1125.K

NYLON

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0
DS 30 ³ / ₈ circ. 30 mm. 	Negro Monofilamento	45 cm.				NN1026.G	NN1126.G
		75 cm.				NN1026.K	NN1126.K
	Azul Monofilamento	45 cm.				NA1026.G	NA1126.G
		75 cm.				NA1026.K	NA1126.K
HS 15 ¹ / ₂ circ. 15 mm. 	Negro Monofilamento	45 cm.		NN0805.G	NN0905.G		
	Azul Monofilamento	45 cm.		NA0805.G	NA0905.G		
		75 cm.	NA0705.K	NA0805.K	NA0905.K		
GS 60 Recta 60 mm 	Negro Monofilamento	75 cm.			NN0919.K	NN1019.K	NN1119.K
		90 cm.			NN0919.L	NN1019.L	NN1119.L
	Azul Monofilamento	90 cm.				NA1019.L	

ESPATULADA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			10 - 0	9 - 0	8 - 0	5 - 0
DLZ 6.2 (2 ag.) ³ / ₈ circ. 6.2 mm. 	Negro Monofilamento	30 cm.	NN0354ZF	NN0454ZF	NN0554ZF	
		40 cm.	NN0354Z34	NN0454Z34	NN0554Z34	
VLZ 8 (2 ag.) ¹ / ₄ circ. 8 mm. 	Negro Monofilamento	30 cm.				NN0864ZF

NYLON

REDONDA



AGUJA TAGUM		MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE		
				2 - 0	0	1
HR 20 1/2 circ. 20 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.	NA1114.K		
HR 25 1/2 circ. 25 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.	NA1115.K	NA1315.K	NA1415.K
HR 30 1/2 circ. 30 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.		NA1316.K	NA1416.K
HR 40 1/2 circ. 40 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.			NA1418.K

SUTURAS SIN AGUJA

COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE						
		5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
Negro Trenzado	8 x 50 cm			NT1001'17	NT1101'17	NT1301'17	NT1401'17	NT1501'17