

**CIRUGIA
ARGENTINA**



POLIDIOXANONA

POLIDIOXANONA

La polidioxanona es un polímero de poliéster. Es una sutura monofilamento absorbible, la cual puede presentarse incolora o violeta, coloreada con colorantes inocuos. Es apirógena y altamente flexible.

TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica.

COLOR

Violeta o incoloro.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

USP 7/0 a USP 1.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Está indicada para usarse en todo tipo de aproximación de tejidos blandos, esta sutura también puede usarse como una ligadura.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

POLIDIOXANONA

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			7 - 0	6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
DRS 10 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 10 mm.	 Violeta Monofilamento	60 cm.		PD0737Z						
DRS 13 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 13 mm.	 Violeta Monofilamento	60 cm.			PD0882Z					
HR 15 1/2 circ. 15 mm.	 Violeta Monofilamento	70 cm.			PD0812.J	PD0912.J	PD1012.J			
HR 15 (2 ag.) 1/2 circ. 15 mm.	 Violeta Monofilamento	70 cm.	PD0612Z	PD0712Z	PD0812Z	PD0912Z				
HR 25 1/2 circ. 25 mm.	 Violeta Monofilamento	70 cm.				PD0915.J	PD1015.J	PD1115.J		
HR 30 1/2 circ. 30 mm.	 Violeta Monofilamento	70 cm.					PD1016.J	PD1116.J		PD1416.J
HR 35 1/2 circ. 35 mm.	 Violeta Monofilamento	70 cm.					PD1017.J	PD1117.J	PD1317.J	PD1417.J
		90 cm.					PD1017.L	PD1117.L	PD1317.L	PD1417.L
HR 40 1/2 circ. 40 mm.	 Violeta Monofilamento	70 cm.							PD1318.J	PD1418.J

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0
DS 10 3/8 circ. 10 mm.	 Incoloro Monofilamento	45 cm.			PN0921.G	PN1021.G
	Violeta Monofilamento	45 cm.	PD0721.G			

POLIDIOXANONA

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE			
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0
DS 15 ³ / ₈ circ. 15 mm. 	Incoloro Monofilamento	45 cm.		PN0823.G	PN0923.G	
	Violeta Monofilamento	45 cm.			PD0923.G	
		70 cm.		PD0823.J		
DS 20 ³ / ₈ circ. 20 mm. 	Violeta Monofilamento	45 cm.				PD1024.G
		70 cm.			PD0924.J	
DS 25 ³ / ₈ circ. 25 mm. 	Incoloro Monofilamento	45 cm.				PN1025.G