


**CIRUGIA
ARGENTINA**



**poliester
trenzado**

POLIÉSTER

El poliéster es un material sintético trenzado recubierto, lo cual permite un paso muy suave por los tejidos. De característica no trombogénica, no capilar y de excelente seguridad en el anudado. El poliéster es inerte y resistente a la tracción. Su composición está basada en poliéster de etileno de tereftalato recubierto con teflón o silicona.

TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible.

COLOR

Verde o Blanco.

ESTRUCTURA

Trenzada recubierta.

CALIBRES

USP 6/0 a USP 5.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Está indicada en cierre o como ligadura en tejidos blandos en general, incluyendo su uso en tejidos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

POLIÉSTER

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
			4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	
HR 15 (2 ag.) 1/2 circ. 15 mm.		Verde Trenzado	75 cm.	PE0912ZK	PE1012ZK	PE1112ZK		
HR 15 (2 ag.) 1/2 circ. 15 mm.		Verde Trenzado	75 cm.	PT0912ZK (*)	PT1012ZK (*)	PT1112ZK (*)		
HR 17 (2 ag.) 1/2 circ. 17 mm.		Verde / Blanco Trenzado	4 x 75 cm. 4 x 75 cm.			PM1113ZU6 (**)		
HR 20 (2 ag.) 1/2 circ. 20 mm.		Verde Trenzado	75 cm.		PE1014ZK	PE1114ZK		
			90 cm.			PE1114ZL		
HR 20 (2 ag.) 1/2 circ. 20 mm.		Blanco Trenzado	75 cm.			PB1114ZK		
			Verde Trenzado	75 cm.		PT1014ZK (*)	PT1114ZK (*)	
HR 20 (2 ag.) 1/2 circ. 20 mm.		Verde Trenzado		90 cm.			PT1114ZL (*)	
			Blanco Trenzado	75 cm.			PA1114ZK (*)	
HR 20 (2 ag.) 1/2 circ. 20 mm.		Verde / Blanco Trenzado		8 x 75 cm. 7 x 75 cm.			PM1114ZV7 (*)	
			HR 25 1/2 circ. 25 mm.	Verde Trenzado	75 cm.			
HR 25 (2 ag.) 1/2 circ. 25 mm.		Verde Trenzado	90 cm.		PE1015ZL	PE1115ZL		
HR 25 (2 ag.) 1/2 circ. 25 mm.		Verde Trenzado	75 cm.			PT1115ZK (*)		
			90 cm.			PT1115ZL (*)		
		Blanco Trenzado	75 cm.			PA1115ZK (*)		
		Verde / Blanco Trenzado	5 x 90 cm. 5 x 90 cm.			PM1115ZY9 (*)		
HR 30 1/2 circ. 30 mm.		Verde Trenzado	75 cm.				PE1316.K	PE1416.K
HR 30 (2 ag.) 1/2 circ. 30 mm.		Verde Trenzado	75 cm.			PT1116ZK (*)		

(*) Pledget de 6 mm x 3 mm x 1 mm

(**) Pledget de 3 mm x 3mm x 1.5 mm

POLIÉSTER

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 35 1/2 circ. 35 mm. 	Verde Trenzado	75 cm.			PE1117.K	PE1317.K	
HR 40 1/2 circ. 40 mm. 	Verde Trenzado	75 cm.					PE1418.K


ESPATULADA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE	
			5 - 0	
VLZ 8 (2 ag.) 1/4 circ. 8 mm. 	Verde Trenzada	45 cm.	PE0864ZG	

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE
			2
DS 75 (2 ag.) 3/8 circ. 75 mm. 	Verde Trenzada	75 cm.	PE1595ZK

SUTURAS SIN AGUJA

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE					
		2 - 0	0	1	2	3	4
Poliéster Verde Trenzado	10 x 75 cm.				PE1501'21		