

**CIRUGIA
ARGENTINA**



**POLIGLECAPRONE
MONOSORB®**

MONOSORB

POLIGLECAPRONE

El poliglecaprone es un copolímero de glicólido y epsiloncaprolactona. Esta es una sutura monofilamento absorbible, la cual se presenta en color violeta o incoloro.

TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica.

COLOR

Violeta o incoloro.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

USP 5/0 a USP 1.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Está indicada para unir y/o ligar tejidos blandos en general, pero no para el uso en tejidos cardiovasculares, microcirugía o cirugía oftálmica. Su estructura monofilamento disminuye el riesgo de infección.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.



TAGUM

MONOSORB POLIGLECAPRONE

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE					
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 15 1/2 circ. 15 mm. 	Violeta Monofilamento	70 cm.	PG0812.J	PG0912.J	PG1012.J			
HR 25 1/2 circ. 25 mm. 	Violeta Monofilamento	70 cm.		PG0915.J	PG1015.J	PG1115.J	PG1315.J	PG1415.J
HR 35 1/2 circ. 35 mm. 	Violeta Monofilamento	70 cm.			PG1017.J	PG1117.J	PG1317.J	PG1417.J
		90 cm.				PG1117.L	PG1317.L	PG1417.L
HR 40 1/2 circ. 40 mm. 	Violeta Monofilamento	70 cm.				PG1118.J	PG1318.J	PG1418.J
		90 cm.				PG1118.L	PG1318.L	PG1418.L
HR 50 1/2 circ. 50 mm. 	Violeta Monofilamento	90 cm.						PG1446.L

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE		
			5 - 0	4 - 0	3 - 0
DS 10 3/8 circ. 10 mm. 	Incoloro Monofilamento	45 cm.	PI0821.G		
DS 15 3/8 circ. 15 mm. 	Incoloro Monofilamento	45 cm.	PI0823.G	PI0923.G	
DS 20 3/8 circ. 20 mm. 	Violeta Monofilamento	40 cm.	PG0824.34	PG0924.34	
	Incoloro Monofilamento	45 cm.	PI0824.G	PI0924.G	
		70 cm.		PI0924.J	PI1024.J
DS 25 3/8 circ. 25 mm. 	Violeta Monofilamento	70 cm.			PG1025.J