

**CIRUGIA
ARGENTINA**



POLIPROPILENO



POLIPROPILENO

El polipropileno es obtenido mediante la extrusión del polímero de polipropileno. El hilo es no capilar, resistente a la tracción y químicamente inerte. El hilo es pigmentado de azul con colorantes inocuos.

TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible.

COLOR

Azul.

ESTRUCTURA

Monofilamento.

CALIBRES

USP 10/0 a USP 1.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Indicada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos en general, incluyendo procedimientos cardiovasculares, neurológicos y oftálmicos. Puede usarse en tejido expuesto a contaminación.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

POLIPROPILENO

REDONDA





AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE									
			8 - 0	7 - 0	6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	
DRS 6.5 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 6.5 mm.		Azul Monofilamento	60 cm.	PP0583ZI								
DRS 8 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 8 mm.		Azul Monofilamento	60 cm.	PP0584ZI								
DRS 9.3 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 9.3 mm.		Azul Monofilamento	60 cm.		PP0685ZI	PP0785ZI						
			90 cm.			PP0785ZL						
DRS 10 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 10 mm.		Azul Monofilamento	60 cm.		PP0637ZI	PP0737ZI						
			75 cm.		PP0637ZK	PP0737ZK						
DRS 12 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 12 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.			PP0738ZK						
DRS 13 (2 ag.) 3/8 circ. Micropunta 13 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.			PP0782ZK						
			90 cm.				PP0882ZL					
HR 15 (2 ag.) 1/2 circ. 15 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.				PP0812ZK	PP0912ZK	PP1012ZK			
			90 cm.					PP0912ZL				
HR 17 (2 ag.) 1/2 circ. 17 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.				PP0813ZK		PP1013ZK			
HR 20 (2 ag.) 1/2 circ. 20 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.				PP0814ZK	PP0914ZK	PP1014ZK	PP1114ZK		
HR 25 1/2 circ. 25 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.						PP1015.K	PP1115.K	PP1315.K	
HR 25 (2 ag.) 1/2 circ. 25 mm.		Azul Monofilamento	75 cm.					PP0915ZK	PP1015ZK	PP1115ZK	PP1315ZK	PP1415ZK
			90 cm.						PP0915ZL	PP1015ZL	PP1115ZL	

POLIPROPILENO

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE								
			8 - 0	7 - 0	6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1
HR 35 1/2 circ. 35 mm. 	Azul Monofilamento	75 cm.					PP0917.K		PP1117.K	PP1317.K	PP1417.K
HR 35 (2 ag.) 1/2 circ. 35 mm. 	Azul Monofilamento	90 cm.	PP0517ZL					PP1017ZL			
HR 40 1/2 circ. 40 mm. 	Azul Monofilamento	75 cm.								PP1318.K	PP1418.K
HR 65 1/2 circ. 65 mm. 	Azul Monofilamento	75 cm.								PP1389.K	PP1489.K
		150 cm.									PP1489.P

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0
DS 10 3/8 circ. 10 mm. 	Azul Monofilamento	45 cm.	PP0721.G				
		75 cm.	PP0721.K				
DS 13 3/8 circ. 13 mm. 	Azul Monofilamento	45 cm.	PP0722.G	PP0822.G			
		75 cm.		PP0822.K			
DS 15 3/8 circ. 15 mm. 	Azul Monofilamento	75 cm.	PP0723.K	PP0823.K	PP0923.K	PP1023.K	
DS 20 3/8 circ. 20 mm. 	Azul Monofilamento	45 cm.		PP0824.G	PP0924.G	PP1024.G	
		75 cm.		PP0824.K	PP0924.K	PP1024.K	

POLIPROPILENO

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0
DS 25 3/8 circ. 25 mm. 	Azul Monofilamento	45 cm.					PP1125.G
		75 cm.			PP0925.K	PP1025.K	PP1125.K
GS 60 Recta 60 mm. 	Azul Monofilamento	75 cm.				PP1019.K	

ESPATULADA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE	
			10 - 0	8 - 0
DLZ 6.2 (2 ag.) 3/8 circ. 6.2 mm. 	Azul Monofilamento	30 cm.	PP0354ZF	PP0554ZF
VLZ 16 (2 ag.) 3/4 circ. 16 mm. 	Azul Monofilamento	20 cm.	PP0388ZD	
		30 cm.	PP0388ZF	
GLZ 16 (2 ag.) Recta 16 mm. 	Azul Monofilamento	20 cm.	PP0393ZD	
		30 cm.	PP0393ZF	