



RESERVORIO

CÓD. 127



Producto diseñado para la aspiración negativa de secreciones en pacientes sometidos a cirugías abdominales, pélvicas o renales con la finalidad de eliminar contenido intraperitoneal producto de la cirugía o como consecuencia de complicaciones.

- // **La flexibilidad de la silicona y la resiliencia** permiten generar la presión negativa para la aspiración.
- // **La transparencia y la graduación** facilitan la evaluación de las características de los líquidos drenados.



100% silicona transparente.



Válvula anti-retorno.



Adaptable a todo tipo de drenajes.

Código	Observación
127-100	Reservorio 100 ml
127-200	Reservorio 200 ml