



TUBO PARA DRENAJE-SOFT CÓD. 110



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, producto de desechos post quirúrgicos, principalmente cirugías abdominales, pélvicas, retroperitoneales y cardiovasculares.

- // Mayor flexibilidad y menor dureza. Permite el "ordeño".
- // Mayor comodidad para el paciente.



Libre de Látex.

100% silicona transparente con línea radiopaca en toda su extensión.

Nombre	Código	CH/FR	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
Soft 1 corto	110-15*2	15,0	3,50	5,00	50,00
Soft 1 largo	110-15*3	15,0	3,50	5,00	100,00
Soft 2 corto	110-18*2	18,0	4,00	6,00	50,00
Soft 2 largo	110-18*3	18,0	4,00	6,00	100,00
Soft 3 corto	110-24*2	24,0	5,50	8,00	50,00
Soft 3 largo	110-24*3	24,0	5,50	8,00	100,00
Soft 4 corto	110-36*2	36,0	8,50	12,00	50,00
Soft 4 largo	110-36*3	36,0	8,50	12,00	100,00